

ADE Spezial Elektronische Veterinärwaagen



MV303600

Elektronische Veterinärwaage MV303600

- Elektronische Veterinärwaage mit rutschfestem Belag
- Mit integrierter digitaler Anzeige
- Wiegen, Trieren, Hold
- Automatische Nullstellung
- Batteriestandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (2x AAA)

Technische Spezifikation

Modell	MV303600
Höchstlast	100 kg
Ziffernschritt	50 g
Abmessungen	716 x 412 x 40 mm
Eigengewicht	8 kg