


Báscula electrónica para camas
M601020 CE Clase III aprobada

ADE



Para el uso de pacientes postrados en cama en unidades de cuidados intensivos y una necesidad esencial en unidades de cuidado renal durante el tratamiento de diálisis. La cama se puede empujar fácilmente sobre las dos básculas puente independientes con rampas integradas para facilitar la colocación de las camas

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	500 kg de peso total del paciente 300 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	1000 x 450 x 90 mm / rampas interiores 900 x 330 mm
Funciones:	Puesta a cero automática, tara, pre-tara y memoria, Indicación de batería baja, apagado automático, retención, BMI, interfaz RS232

