



La bandeja cuenta con un contorno suave de fácil limpieza con espacio suficiente y seguro aun para los bebés más pequeños, que pueden pesarse también sentados. La fina graduación de 5 gr garantiza resultados de pesaje más precisos y rápidos que se complementa con la función de captura de peso automática (hold) y el sistema electrónico de amortiguación. La nítida pantalla con retroiluminación hace que sea sencillo leer los resultados, incluso en entornos con poca luz. Se opera a través cuatro botones suaves al tacto y claramente marcados. Los resultados de medición aparecerán en la pantalla LCD en formato electrónico.

El tallímetro digital integrado proporciona mediciones precisas de bebés y niños pequeños de hasta 80 cm de altura, con una graduación de 2 mm. El tope de la cabeza y los pies de la medida de longitud puede ajustarse fácilmente y así el resultado de la medición se muestra directamente en la pantalla LCD iluminada.

Especificaciones técnicas:

Capacidad	20 kg
Graduación	5 g
Funciones	Tara, Hold, apagado automático
Unidades	kg y lb
Rango de medición en cm:	40 – 80cm /1mm
Dimensiones:	600 x 280 x 135 mm
Peso aproximado:	3,2 kg
Fuente de alimentación:	electricidad o baterías