



Báscula electrónica para bebé y niño pequeño para uso en la clínica y el hospital. Superficie de pesaje curva y suave hecha en plástico ABS suave y de fácil limpieza. La bandeja puede retirarse de la base, para convertirse en una báscula de suelo con espacio cómodo, así los niños más grandes pueden ser pesados de pie. El peso de los recién nacidos se mide en escala de lectura de 5 g. Puede ser operada por 6 x AA baterías o adaptador a corriente.

Una bolsa de transporte opcional esta disponible (MZ10060).

**Especificaciones técnicas:**

Capacidad: 20 kg

Graduación: 5g<10kg>10g

Funciones: Tara, hold, botón para mostrar

Unidades:kg / lbs, ajuste a cero automático,

Indicador de batería baja

Dimensiones: 560 x 350 x 130 mm

Peso Aproximado: 3,5 kg

Material: Plástico ABS de alta calidad

Unidades de lectura: g , kg

Adaptador Electrico: 100 - 240 V / 50 - 60Hz

