

Column and floor scales



Una amplia báscula de suelo que tiene en cuenta el aumento de talla y peso de una creciente población. Perfecta para el uso en clínicas y hospitales con su función integrada de cálculo del IMC. La lectura en la pantalla se puede girar hacia el personal o hacia el paciente con sólo pulsar un botón. Las funciones de tara y retención completan la báscula profesional. La función de madre e hijo permite pesar a un niño en los brazos de uno de sus padres.

Especificaciones Técnicas :

Capacidad:	250 kg	Funciones:	IMC, calculo peso madre e hijo, display giratorio.
Graduación:	50g<50kg>100 g		hold & auto-hold, apagado automático, encendido al tacto, interruptor trasero
Dimensiones:	380 x 305 x 44 mm		Pies graduables
Peso:	4 kg		Energía 4 x Baterías AA. Vida útil aprox. 4000 cycles
Opcional	Mochila MZ10062		Adaptador se vende por separadoH2870-001