

# Balanza electrónica con columna corta

## M320000-02 Clase III

**ADE**



Práctica balanza de suelo para uso profesional y de alta resistencia. Su diseño se destaca por contar con una columna funcional que sostiene la pantalla. Los resultados pueden consultarse fácilmente gracias a la nitidez y tamaño de la pantalla LCD. Cuenta con la función de inicio fácil de un solo toque y captura del peso (Hold) para un pesaje rápido y preciso. La plataforma es resistente, de tamaño adecuado y comfortable que se complementa con las funciones de cálculo de índice de masa corporal (IMC) y pesaje madre e hijo. El display puede girarse permitiendo que los resultados puedan ser leídos por el personal médico o los pacientes. La balanza opera a baterías y conector a corriente.

### Especificaciones Técnico:

**Funciones:** Tara, captura de peso, puesta a cero automática  
Display giratorio, indicador de baja batería,  
Apagado automático, IMC, kg, lb, función madre hijo.

**Capacidad y division:** 250kg 50g/100g

**Dimensiones y peso:** 450x350 x920mm 7kg

