



Esta espaciosa báscula de plataforma tiene espacio para pacientes grandes u obesos y admite pesos de hasta 300 kg con una precisión de 100 g. La función de IMC integrada permite obtener resultados rápidos sobre el nivel nutricional del paciente.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad: 300 kg
Graduación: 100 g
Dimensiones: 600 x 600 mm

Funciones: Tara, hold, ajuste a cero automatico, indicador de batería, ,
batería , apagado automatico, IMC, pre-tara y función de memoria,
interface RS232.