

Balanza electrónica para sillas de ruedas

M500020-03 Clase III

ADE



Balanza de plataforma de bajo nivel con una rampa para un acceso cómodo y un pasamanos plegable. Dos ruedas y un asa permiten un transporte rápido. Alimentación por red y baterías recargables. Permitiendo el uso de la balanza en cualquier lugar. Una segunda rampa está disponible como opción.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad:	300kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	915 x 800 x 900mm
Dimensiones De la plataforma:	800 x 800 mm
Peso:	34kg
Fuente de energía:	Adaptador y set de batería recargable.
Funciones:	Puesta a cero automática, tara, pre-tara, indicación de batería baja, apagado automático, retención,
BMI, interfaz RS232	
Opcional:	MZ30010 Rampa secundaria