

Balanza electrónica de silla

M403020 Clase III



Gracias a sus cuatro ruedas de dirección, de las cuales 2 están equipadas con frenos, esta báscula silla puede desplazarse hasta el rincón más pequeño sin ningún esfuerzo. Los reposapiés abatibles permiten un acceso sin problemas para el paciente. Los reposabrazos acolchados y la posición ergonómica del asiento hacen que la báscula sea cómoda de usar.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad:	250 kg
División:	100 g
Dimensiones:	600 x 850 x 960 mm
Peso	28 kg
Tamaño de silla:	380 x 450 mm / altura de la silla 490 mm
Fuente de energía:	Adaptador y set de batería recargable.
Funciones:	Puesta a cero automática, tara, pre-tara, indicación de batería baja, apagado automático, retención, BMI, interfaz RS232.