



Báscula de plataforma con una sólida barandilla para mayor estabilidad y comodidad del paciente. La báscula admite pesos de hasta 300 kg y ofrece apoyo a los pacientes con discapacidades. Dos ruedas permiten el fácil transporte de la unidad.

**Especificaciones Técnicas:**

Capacidad: 300 kg  
Graduación: 100 g  
Dimensiones: 600 x 600 mm

Funciones: Tara, hold, ajuste a cero automático, indicador de batería, batería, apagado automático, IMC, pre-tara y función de memoria, interface RS232.