

# Balanza electrónica para sillas de ruedas M500020-02 CE clase III

**ADE**



Báscula de plataforma con una rampa para un cómodo acceso y una barandilla plegable de alta resistencia. Cuenta con dos ruedas y un soporte de pantalla que permite una fácil lectura a la altura del paciente y del personal sanitario. Se alimenta por red eléctrica y con baterías recargables. Ofrecemos también una segunda rampa que se puede adquirir por separado.

## Especificaciones Técnicas:

Capacidad:	300kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	915 x 800 x 900mm
Dimensiones De la plataforma:	800 x 800 mm
Peso:	34kg
Fuente de energía:	Adaptador y set de batería recargable.
Funciones:	Puesta a cero automática, tara, pre-tara, indicación de batería baja, apagado automático, retención,
BMI, interfaz RS232	
Opcional:	MZ30010 Rampa secundaria