



Báscula para bebe de gran tamaño y a la vez ligera, con una generosa bandeja de pesaje que ofrece espacio suficiente para bebes y niños pequeños. Es ideal como báscula portátil para ambulatorios, clínicas, y parteras que visitan hogares. La pantalla digital de 30 mm reproduce los resultados claramente y con ayuda de tres botones ejecuta las funciones simplificando el uso. Incluye adaptador a corriente internacional y baterías Opcional puede adquirirse una maleta de transporte con correa para colgar al hombro.

Especificaciones técnicas

Capacidad	20 kg
Graduación:	5 g
Tamaño:	600 x 385 x 85 mm
Peso aprox.:	2,6 kg
Opcional extra:	Maleta MZ10060
Funciones:	Tara, captura de peso, cero automático Indicador de batería baja
Unidades:	kg, lb

