



Báscula para bebé y niños pequeño muy confortable para pesar en consultorios o en casa. Gracias a sus dos funcionalidades, se pueden pesar bebés y niños pequeños. Puede convertirse en una balanza de piso con capacidad hasta de 50kg retirando la bandeja. La función de memoria ayuda a calcular el consumo de leche materna y hacer seguimiento del desarrollo de recién nacidos. Perfectamente ajustable también como equipo para rentar en farmacias. Opcional bolsa de transporte.

#### Especificaciones Técnicas

Capacidad:	50 kg
Graduación:	10 g
Dimensiones:	630 x 350 x 125 mm
Peso Aprox.:	1,6 kg
Extra:	Maleta MZ10031
Funciones:	Tara, Autohold, Ajuste a cero automático, Cambio de unidades kg/lb, indicador de baja batería
Funciones Especiales:	Memoria de ultimo pesaje

