



## Basculas de columna y suelo



Es práctica y fácil de usar, la nueva báscula electrónica de suelo ADE, ideal para controles rutinarios de peso en pacientes, atletas o cualquier persona que se ocupa de su peso. La plataforma es de buen tamaño apto para personas de distintas estaturas. Gracias a su base a prueba de inclinación pueden pesarse de manera segura y estable. Cuenta con una estructura metálica cubierta por una carcasa blanca de plástico ABS y la clara pantalla de matriz de punto en color rojo permite la lectura bajo todas las condiciones de iluminación con un mínimo de consumo de energía. Ya que se enciende con tan solo subir a la plataforma y cuenta con la función de auto-retención (auto-hold) proporciona lecturas rápidas y consistentes con una fina división de tan sólo 50 g. La robusta superficie antideslizante aumenta la sensación de seguridad al estar de pie en la báscula. Con un peso de poco menos de 1,6 kg, la báscula puede transportarse fácilmente.

### Especificaciones Técnicas

Capacidad:	200 kg /440 lbs
División:	50 g / 0,1 lbs
Dimensiones:	338 x 36 x 340 mm
Peso:	1,6 kg

Función Step-on, auto-hold, ajuste de cero automatico, Desconexión automática, superficie antideslizante  
Unidades de lectura: kg/lbs.  
Energía: 4 x baterías AAA  
Ciclo de vida de baterías: 4000 ciclos de pesajes.