



Nuestra nueva línea de básculas medicas M32 se caracterizan por reunir funcionalidades especiales en un equipo de calidad para el campo médico. Está báscula electrónica de suelo para uso hospitalario y clínico cuenta con una amplia plataforma de pesaje y función IMC para la evaluación del estado nutricional de los pacientes. La dirección de lectura de la pantalla se puede girar hacia el especialista o hacia el paciente con solo oprimir un botón. La función de tara, madre e hijo y captura de peso (hold) complementan esta báscula profesional.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	250 kg	Funciones:	IMC, pesaje madre e hijo, pantalla girable, hold & auto-hold, apagado automático
Graduación:	50g<50kg>100 g	Energía:	4 x baterías AA. permite 4000 ciclos de pesaje y
Dimensiones:	400 x 350 x 44 mm	Pies ajustables	
Peso:	3,8 kg	Botón trasero de bloqueo general para transporte	
Opcional:	Maleta MZ10062	Función de encendido al contacto con el pie	