

Balanza electrónica de columna con tallímetro M320600-01

ADE



La elección perfecta para el uso médico en todos los campos. La resistente balanza electrónica de columna tiene una plataforma amplia, sólida y antideslizante. Incluye ruedas de transporte que aseguran una fácil movilidad. Ofrece practicas funciones como IMC (BMI), Auto-Hold y función madre-hijo, dando resultados del estado nutricional de los pacientes de una forma clara y rápida. La pantalla giratoria permite una fácil lectura tanto del paciente como del del médico. La balanza opera con adaptador internacional y 4 baterías incluidos sin costo adicional. El armado de la balanza es rápido ya que se incluyen todas las herramientas. Las dos piezas principales que se ensamblan con un solo tornillo especial.

Especificaciones Técnicas:

Funciones	Tara, captura de peso, puesta a cero automática, display giratorio, indicador de batería baja, auto apagado, IMC, kg/lb, función madre/hijo.
Capacidad y graduación	250 kg / 50gr < 50kg > 100g
Dimensiones y peso:	450 x 350 x 920 mm 7,7kg
Opcional	Tallímetro MZ10023

