



## Básculas de silla de ruedas y para silla de ruedas

0.0 kg



Silla con balanza confortable y práctica de usar. Con un apoya pies giratorios y apoya brazos permiten un cómodo acceso para sentarse y levantarse de la silla. Las cuatro ruedas permiten que la balanza sea maleable y segura debido a los dos frenos de las ruedas traseras. La tara y la función de mantenimiento es útil para poder manipular a todos los pacientes. Utiliza baterías recargables y electricidad para usarlo en cualquier lugar del hospital.

### Especificaciones Técnicas.

Capacidad:	250kg
Graduación:	100g
Dimensiones:	570x1055x935 mm
Peso:	28kg
Tamaño del asiento:	420x480 mm/ altura del asiento 530mm
Funciones:	puesta a cero automática, tara, pre-tara, indicador de batería baja, auto apagado, mantenimiento, BMI, interfaz RS232, selección kg/lbs

