


Ade MP901600 Báscula de órganos



Con una precisión de 1 g esta báscula completamente sellada está diseñada para las necesidades específicas de los hospitales e instituciones médicas. El recipiente de acero inoxidable completa esta unidad. Funciona con baterías recargables incorporadas para el uso independiente de la red.

Funciones: Tara, retención, conmutador la unidad kg/lbs, ajuste automático de cero, indicador de batería baja, LCD de retroiluminación.

Technical specification:

Capacidad:	30 kg
Graduación:	1 g
Dimensiones:	535 x 330 x 241 mm
Peso:	4,1 kg
Funciones:	Tara, ajuste a cero automático, indicador de baja batería.