



La báscula electrónica con pasamanos para un soporte de pacientes con imposibilidades y problemas para permanecer de pie. La baja altura de la plataforma permite un fácil acceso a la misma. Con la función de pre tara cualquier peso adicional puede ser automáticamente deducido como un pequeño taburete. Puede ser operada por vía eléctrica con adaptador a corriente o baterías recargables incluidas. Se han fijado dos ruedas laterales para su movilidad.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	300 kg
Graduación:	100 g
Funciones:	Tara & pre-tara, hold, ajuste automático a cero, indicador de batería baja, apagado automático, IMC, unidades kg/lb, interfaz RS-232
Dimensiones:	520 x 520 x 1135 mm
Peso:	18,5 kg
Plataforma:	520 x 520 mm