



Gracias a cuatro ruedas movibles de las cuales dos están equipadas con frenos, esta silla puede ser movida hacia los rincones más pequeños con un esfuerzo mínimo. Cuenta con dos apoya pies plegables permite un fácil acceso del paciente. Los brazos de la silla son acolchados y el asiento ergonómico permite que la balanza sea confortable para el uso. Incluye conector a corriente y baterías recargable.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	250 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	600x850x960 mm
Peso:	28 kg
Tamaño del asiento:	380x450 mm/altura del asiento 490 mm
Funciones:	puesta a cero automático, tara, pre-tara, indicador de batería baja, auto apagado, espera, BMI, interfaz-RS232, selección kg/lb