



Báscula de silla cómoda y práctica de usar. Los reposapiés y reposabrazos giratorios permiten un cómodo acceso dentro y fuera de la silla. Las 4 ruedas hacen que la báscula sea fácilmente maniobrable y segura gracias a los dos frenos de las ruedas traseras. La tara y una función de retención ayudan a manejar a todos los pacientes. Funciona con baterías recargables y con la red eléctrica para su uso en cualquier lugar del hospital.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	250 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	570 x 1055 x 935 mm
Peso:	28 kg
Tamaño del asiento:	420 x 480 mm /altura del asiento 530 mm
Funciones:	puesta a cero automático, tara, pre-tara, indicador de batería baja, auto apagado, espera, BMI, interfaz-RS2332, selección kg/lb

