




La báscula electrónica de cama ADE M600620, tiene dos bandejas independientes de pesado y rampas para colocar las camas sin esfuerzo. Cuenta con una pantalla iluminada en color verde que facilita la lectura y proporcionando los resultados rápidamente números de gran tamaño

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	500kg capacidad total, peso del paciente 300kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	1000 x 450 x 90 mm
Funciones:	Ajuste a cero automático, tara, pre-tara, indicador de baja batería, Auto apagado, hold, IMC (BMI), interfase RS232

