



La báscula ideal para su mascota en casa o en la consulta del veterinario para un control de peso rápido y sin esfuerzo. La plataforma de madera está recubierta de PVC antideslizante para facilitar la limpieza y la seguridad de uso. Con su peso de poco más de 5 kg, la báscula puede transportarse fácilmente. Una función de pulsación permite poner en marcha la báscula mientras se sostiene a la mascota en los brazos.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	100 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	850 x 620 x 45 mm
Funciones:	Ajuste automático a cero, Tara, indicador de batería, Apagado automático y hold