



Nuestra nueva MV303600 es la elección perfecta para pesar mascotas pequeñas y medianas ya que la plataforma de pesaje es antideslizante, robusta y fácil de limpiar. Tiene un tamaño de 71 x 41 cm ofreciendo suficiente espacio para pesar gatos, perros y otras mascotas de hasta 100 kg. Es una ayuda práctica para controlar y hacer seguimiento al peso de mascotas. Con ayuda de la función de tara y retención se obtienen resultados de pesaje rápidos y precisos. Además la función de tara permite eliminar pesos no deseados dentro de la lectura, por ejemplo una manta ó carton. Si el animal se mueve sobre la plataforma no habra problema, ya que por medio de la función de retención se obtiene una lectura de peso estable.

Este equipo puede ser utilizado por veterinarios, criadores y es apto tambien para uso domestico.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	100 kg
Graduación:	50 g
Dimensiones:	716 mm x 40 mm x 412 mm
Peso:	8 kg
Funciones:	Ajuste de cero automatico, indicador de bateria baja, Apagado automatico, retención (HOLD), tara, unidades
Energía:	2 Baterías AAA