



Báscula veterinaria profesional con una fina graduación de 50 g adecuada para mascotas pequeñas y grandes. La plataforma de acero inoxidable garantiza los más altos estándares de higiene. Las funciones de retención y tara garantizan una lectura óptima y comodidad de manejo. Alimentación mediante red eléctrica y funcionamiento con pilas. Opcionalmente está disponible una alfombrilla de vinilo de 890 x 540 mm (ADE Z2873) que ayuda a proteger la báscula ADE EHR4. Incluye un soporte de pared para la unidad de visualización.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	150 kg
Graduación:	50 g
Dimensiones:	900 x 550 mm / 19 kg de peso
Funciones:	Ajuste automático a cero, tara, indicador de batería, Apagado automático y hold