

Tallímetro mecánico de pared o báscula MZ10023-1

ADE



Tallímetro de altura telescópica para montaje en la báscula de columna electrónica M320600-01 o para montaje en pared. Cuenta con un soporte superior plegable que se apoya en la cabeza del paciente y así obtener el resultado mas exacto posible. Con la ayuda de este dispositivo se podrán tomar medidas de hasta 2100 mm, siendo apto para adultos y niños. Es de material resistente, de uso sencillo y cuenta con una escala de tamaño proporcionado e impresión en alta calidad, que perdura en el tiempo.

Especificaciones Técnicas

Rango de Medida	600-2100 mm
Graduación	1 mm
Dimensiones	930 x 35 x 35 mm



Peso Aproximado

1,0 kg