


El tallímetro portátil de ADE MZ10042 es ideal para las visitas médicas, práctica general y uso hospitalario. La varilla de medición de altura se puede desarmar fácilmente en cuatro partes que puede ser guardada junto con la plataforma. Las dos piezas de separación de pared mantienen la varilla de medición firme y vertical a la pared sin ningún tipo de fijación adicional. Se puede leer de ambos lados desde el indicador del punto rojo.



Especificaciones Técnicas:

Rango de medida	15-210 cm
Graduación	1 mm
Dimensiones	34,8 x 214 x 41 cm
Peso Aproximado	2,3 kg
Accesorio Opcional	Maleta de Transporte ADE MZ10043